

医療用品（04）整形用品
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ JMDN 35531000

トップ感染予防キット

再使用禁止

【禁忌・禁止】
・再使用禁止

【形状、構造及び原理等】*

・本組み合わせ医療機器は、以下に表示する構成品のうち、2品目以上の構成品を組み合わせで構成する。

- | | |
|----------|------------|
| ・注射筒 | ・ガウン |
| ・延長チューブ | ・キャップ |
| ・手袋 | ・マスク |
| ・コネクター | ・シューズカバー |
| ・ドレープ | ・メガネ |
| ・ガーゼ | ・セッシ |
| ・綿球 | ・スポンジスティック |
| ・ドレッシング材 | ・テープ |
| ・救急絆創膏 | ・綿棒 |
| ・カップ | ・シャーレ |
| ・鉗子 | ・スピッツ管 |
| ・トレー | ・ニードルバイス |
| ・ラップ | ・カット綿 |

【使用目的、効能又は効果】

・手術室やカテーテル処置室の汚染（器具やテーブルの上）から外科切開部位や術野を隔離し、保護的なカバー又は障壁、患者を手術中の熱、炎又は他の形態のエネルギーから保護するために使用するものであり、利便性を高めるため、術者が感染防護用に着用する予防着や、消毒用器具を組み合わせた医療機器である。

【操作方法又は使用方法等】

1. 汚染に注意し、本品の包装を開封し、作業台に広げる。
2. 術者は帽子、マスク、ガウン等予防着を包装から取り出し、着用する。
3. 消毒作業を行い、患者にドレープをかぶせ、必要な手技を行う。
4. 使用後は、感染に注意し、安全な方法で廃棄する。

【使用上の注意】

＜使用注意＞

- ・ドレープの使用により、かぶれ等の皮膚障害が生じた場合、アレルギー性症状を起こした場合には、ただちにドレープの使用を中止し、適切な処置をすること。
 - ・高齢患者などで皮膚が脆弱な場合、ドレープの貼付時、剥離時には、皮膚に緊張をかけないよう注意すること。
- 〔皮膚が引っ張られて炎症を起こすことがある。〕

＜重要な基本的注意＞

- ・包装が破損しているものや、汚れているもの、製品そのものに異常（破損やピンホール等）が見られるものは使用しないこと。
- ・包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し安全な方法で処分すること。
- ・本品と同時に他の製品を使用する場合は、他製品の添付文書又は取扱説明書を必ず読み、その指示を熟知し使用すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

＜貯蔵・保管方法＞

- ・水ぬれに注意して保管すること。高温又は湿度の高い場所や、直射日光の当たる場所には保管しないこと。

＜使用の期限＞

- ・内箱の使用期限欄を参照のこと。
- （自己認証により設定）

【包装】

5キット／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】*

製造販売業者 株式会社トップ（添付文書の請求先）
〒120-0035 東京都足立区千住中居町19番10号
TEL 03-3882-3101

製造業者 株式会社トップ

